

透光照明器




装置仕様

一般的名称	透光照明器
販売名	セラビーム Woody
クラス分類	クラスI一般医療機器
製造販売届出番号	28B2X10008000009
紫外線(UVA)波長	320~400nm
拡大レンズ直径	約φ65mm
入力電圧	AC100-240V (電源アダプター)
寸法	約 H130 × W285 × D45mm
重量	約380g (付属品含まず)
動作環境	5~35℃、85%RH以下 (結露なきこと)

※仕様および外観は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

付属品



USHIO

製造販売業者
ウシオ電機株式会社

営業窓口
ウシオ電機株式会社 バイオメディカル事業部

〒100-8150 東京都千代田区丸の内 1-6-5
 丸の内北口ビルディング
 電話：03-5657-1034
 ファックス：03-5657-1037
 Eメール：thera@ushio.co.jp
<http://www.ushio.co.jp>

販売代理店


USHIO

製造販売届出番号：28B2X10008000009

2Way

白色光と紫外光 (UVA) の 2 種類のLED光源で拡大観察

TheraBeam®
Woody
セラビーム Woody



ボタンひとつで白色光と紫外光 (UVA) を切替えて観察が可能。
コードレスで、いつでもどこでも手軽に使えるウッド灯。

紫外光 (UVA) で白斑の観察や一部の真菌・細菌の蛍光観察に。
白色光で本来の色調に近い状態^{*}でよりクリアな観察を。
*本来の色調とは CIE 標準光源 D65 をさしています。


コードレス




遮光カバー




LED 光源



光源スイッチ



ビューシールド



スマートフォンスタンド

